

## Instrução de Uso

# Avental descartável TNT

**Importante:** Verifique a versão da Instrução de Uso indicado no rótulo do produto, juntamente com o nº do registro.

Para obter a Instrução de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone (41) 3403-4206 ou pelo e-mail: [contato@lmsbiomedical.com.br](mailto:contato@lmsbiomedical.com.br).

### DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO:

**Nome técnico:** Aventais descartáveis TNT.

A linha de aventais descartáveis da LMS Biomedical é fabricada em TNT (Tecido não Tecido) composto por: 100% Polipropileno, SMS, SSMMS e Laminados.

Esta linha foi desenvolvida para atender a classe Odonto-médico-hospitalar garantindo a segurança, proteção e mais conforto a todos os seus usuários.

Os aventais estão disponíveis em diversas cores, tamanhos e gramaturas.

### INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Vestimenta para uso Odonto-médico-hospitalar.

### PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

**Condições de Uso:** Produto hospitalar de uso único. Descartar após o uso. Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.

**Condições de Armazenamento:** Temperatura: 4 – 32°C - Umidade Relativa: 10 – 90%.

**Cuidados no Armazenamento e Transporte:** As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura ambiente (4 - 32°C), evitando a exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, é fundamental que sejam tomados todos os cuidados durante a armazenagem e transporte.

### FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

Os produtos são embalados em sacos plásticos contendo 10 unidades.

### MODO DE USAR:

Avental

- 1- Retirar o avental da embalagem;
- 2- Vestir o avental introduzindo o primeiro braço pela manga que está exposta e a seguir o outro braço;
- 3- Realizar o ajuste e amarração das tiras (Cintura e gola);
- 4- Após a realização do procedimento, o avental deverá ser descartado.



**Cadastro ANVISA Nº:** 81203130001

**Validade:** 3 anos após a fabricação.

**Fabricado por:** LMS Biomedical Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

CNPJ: 19.281.319/0001-60

Rua Mandaguaçu nº 534 Loja C- Emiliano Pernetá - Pinhais - PR - CEP: 83.324-430

SAC (41) 3403-4206 contato@lmsbiomedical.com.br

Indústria Brasileira

**Farmacêutica Resp.:** Christiane de F. S. C. Baroni – CRF/PR 5512

**Elaboração:** 08/2021 - Revisão 00

